

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!



AGUJA HIPODERMICA, CALIBRE No. 21 X 1 1/2

REF: 300340

MARCA: B.D - USA

Referencia: IMC54

Unidad de venta: Caja X 100 Unidades

CARACTERÍSTICAS :

- Aguja hipodermica esteril, tribiselada, libre de irregularidades, pabellón traslúcidos normatizados internacionalmente, libre de látex.
- Aguja en acero inoxidable, pabellón en polipropileno, funda de la aguja en polipropileno, empaque primario compuesto por papel termosellable y película termoformable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Aguja tribiselada precision glide: garantiza menor dolor, menor fuerza en la penetración y mejor proceso de cicatrización.
- Pulimento electrónico: garantiza un deslizamiento suave a través de la piel hasta los tejidos
- Paredes regulares: presenta menos acero en la pared de la cánula, generando un mejor diámetro interno.
- Sistema de lubricación: forma única de siliconización de la totalidad de la cánula, que disminuye la fricción, garantizando mayor suavidad en la superficie de la aguja.
- Pabellón: traslúcido con colores normatizados internacionalmente de acuerdo al calibre de la aguja.

¡Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!