

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!



ALKACIDE, GLUTARALDEHÍDO CONCENTRADO ESTERILIZANTE EN FRÍO. FRASCO X 1 LITRO CON DOSIFICADOR DE 20 ML (PARA DISOLVER 20ML POR UN LITRO DE AGUA)

REF: ALKA 02

Marca: ALKAPHARM-FRANCÉS

Unidad de venta: FRASCO X 1 LITRO

USO:

Indicado para hacer desinfección de alto nivel por inmersión a dispositivos médicos invasivos y no invasivos, equipos biomédicos, odontológicos, entre otros. acción tuberculicida, pseudomonicida, esporicida y contra priones.

CARACTERÍSTICAS :

- Frasco x 1 litro con dosificador de 20 ml (para disolver 20 ml por un litro de agua)

- Para instrumental termosensible
- Rápida acción bactericida, fungicida y virucida en 5 minutos y esporicida en solo 15 minutos
- No requiere activación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Glutaraldehído potencializado al 10.5%

¡Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!