

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!



AMBU RESUCITADOR EN SILICONA OVAL PLUS CON BOLSA DE RESERVORIO ADULTO.

REF: 470017100

Marca: AMBU

Unidad de venta: Unidad

Referencia: IMC634

USO:

Reanimación manual/pulmonar de pacientes adultos con un peso corporal superior a 30 kg y/0 10 años edad aproximadamente.

CARACTERÍSTICAS :

- La versión ambu oval plus es un ambu resucitador silicona oval estándar, con la válvula de entrada del mark iv, así la unidad entera es compatible con mark iv.
- Los resucitadores son semi-transparentes permitiendo visualizar la condición del paciente.
- La textura de la superficie de los resucitadores de silicona combinada con el asa de sujeción aseguran un agarre cómodo y seguro, permitiendo una ventilación efectiva en periodos largos de tiempo.
- Los resucitadores son semi-transparentes permitiendo revisar visualmente la condición del paciente.
- Para la versión adulto es opcional contar con una válvula limitadora de presión, la cual incluimos en este modelo para seguridad del paciente

BENEFICIOS DEL AMBU RESUCITADOR SILICONA OVAL:

- Reduce la fatiga durante la ventilación manual

- El diseño ergonómico de la bolsa asegura una sujeción y soporte óptimos durante la ventilación extendida.
- La bolsa tiene una superficie y agarre superiores.
- La tira de soporte brinda mayor comodidad y presión uniforme, lo que ayuda a reducir la fatiga durante la ventilación manual; también para los usuarios con manos pequeñas.
- Posicionamiento libre de la bolsa la válvula de paciente giratoria permite posicionar libremente la bolsa sin retirar la mascarilla del paciente. - - facilidad de esterilización y limpieza
- El ambu resucitador silicona oval es fácil de desmontar. se puede realizar un procedimiento de limpieza y esterilización efectivo. es autoclavable a 134°C. ligero
- Manejo y soporte óptimo durante la ventilación extendida.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Volumen tidal de 700 ml
- El ambu resucitador silicona oval no contiene látex. la bolsa está hecha de silicona. - ambu resucitador silicona oval, adulto, peso corporal desde 30 kg (10 años).volumen 1475 ml.
- Dimensiones (largo x diámetro) 291 mm x 128 mm (11.45 pulg. x 5 pulg.)
- Ambu resucitador silicona oval se puede esterilizar en autoclave a 134°C.
- El volumen de la bolsa del depósito de oxígeno es de aproximadamente 1500ml.
- Conector del paciente: exterior 22 mm (iso) interior 15 mm (iso)
- Conector espiratorio (para válvula peep) : 30 mm macho (iso)
- Fugas (ambas direcciones) no se puede medir temperatura de funcionamiento: -18 °c a 50 °c (-4 °f a 122 °f) con una humedad entre 15% y 95%
- Temperatura de almacenamiento: -40 °c a 60 °c (-40 °f a 140 °f) - - con una humedad entre 40% y 95%

ACCESORIOS :

- Ambu resucitador silicona oval plus adulto
- Válvula de paciente
- Válvula limitadora de presión
- Válvula de entrada mark iv
- Bolsa reservorio de o2 mark iv

- Mascarilla de silicona tamaño 5.

¡Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!