

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!



AMBU (RESUCITADOR) REUSABLE PARA USO NEONATAL INFANTE

REF: W4456

Marca: Merlin Medical

Referencia: IMC624

USO:

Asistencia ventilatoria. manual en urgencias y emergencias para uso en pacientes neonatales o infantes con peso de 7 kg o inferior.

CARACTERÍSTICAS:

- Esterilizable a 135 oc - elaborado en silicona
- Totalmente colapsable, facilita su almacenamiento
- Rotación de la máscara de paciente (360 grados) para facilitar el proceso de resucitación - fácil ensamble y desarme
- Capacidad de la bolsa 240 ml y del reservorio 600 ml
- Volumen máximo: 175 ml
- Para uso en pacientes con peso inferior a 7 kg.

ACCESORIOS :

- Bolsa de 240 ml

- Mascarilla en silicona esterilizable no. 0
- Manguera de oxígeno de 2 metros
- Reservorio de oxígeno.

¡Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!