

Grupo Milligram y Milligrampesaje te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

**!Ten en cuenta!** Entregamos Factura Legal y Copia de la declaración de importación. Si estás en Bogotá podemos ofrecerte la instalación y capacitación a las personas que requieras sin costo adicional. Para otras zonas podemos apoyarles virtualmente.

## **BALANZA ANALÍTICA MODELO HA220 REF. BX374 BAXTRAN DE ESPAÑA CON CALIBRACIÓN EXTERNA**

[Click para ver ficha técnica](#)

### **ESPECIFICACIONES:**

- Pantalla LCD con retroiluminación blanca separada del cuerpo de la balanza.
- 7 dígitos de 15 mm en pantalla con mensajes a modo de guía para el usuario.
- 7 teclas de funciones directas.
- Cabina corta vientos con más espacio para muestras.
- 4 pies regulables, permiten una mayor estabilidad para resultados precisos.
- Nivel burbuja.
- Tiempo de respuesta 4-5 segundos.
- Unidades de medida: g, ct, lb, oz.
- Pesada inferior.
- Calibración externa.
- RS232.
- 4 modos de envío a PC:

-Continúe: envío de datos en modo continuo.

-Envío de datos con estabilización de peso.

-Envío de datos a petición.

-Envío de datos manual.

- Sistema de pesaje con bloque de compensación electromagnético



### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Capacidad: 220g
- División: 0,0001g
- Repetibilidad: 0,0001g
- Linealidad: 0,0002g
- Dimensiones del plato: 90mm

### FUNCIONES:

- Cuenta piezas
- Determinación por porcentaje
- Función peso objetivo
- Estadísticas
- Totalización



Balanza analítica	261373	261374	261371	261372
Rango de temperatura de funcionamiento	20°C a 25°C			
Tipo de batería	no batería			
Alimentación	adaptador a red 100-240Vac 50-60Hz			
Tipo de cabina	cabina corta vientos			
Pesada inferior	si			
Impresora	externa			
Normativa CE	si			
Tipo de calibración	externa	externa	interna	interna
Auto calibraje	no	no	si	si
Masa de calibración (g)	50 (E2)	100 (E2)	-	-
Clase	I	I	I	I
RS232	DB9 hembra			
Medidas (mm)	320x300x470			
Peso neto (kg)	8,6			

Cuenta con nuestra **garantía de 12 meses** y soporte posventa especializado.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!