

Grupo Milligram y Milligrampesaje te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Te agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!



BALANZA DIGITAL CON PANTALLA A LA ALTURA DE LOS OJOS (GRADO MÉDICO)

REF : 500 KL

Marca: Health o Meter

USO:

en cualquier servicio de un hospital centros especializados, consultorios, centros médicos y deportivos, centros nutricionales, medicina bariátrica, gimnasios y demás en los que se requiera su uso.

CARACTERÍSTICAS:

- Conectividad EMR a través de USB La balanza puede conectarse con una computadora, un monitor, una impresora u otro dispositivo electrónico a través del USB para una transmisión de datos de manera rápida, fácil y precisa
- Características de valor agregado Funciones operativas (conversión LB/KG, bloqueo LB/KG, IMC, puesta a cero/tara, sostener/soltar, cero automático, apagado automático) incluidas sin costo adicional
- Varilla de altura incorporada La varilla de altura fácil de usar ofrece medición de altura de 30"-84" / 76 cm - 214 cm
- Capacidad de calcular el Índice de masa corporal (IMC) Las funciones de la balanza incluyen la capacidad de calcular automáticamente el Índice de masa corporal (IMC) del paciente
- Plataforma de perfil bajo La altura baja de la plataforma requiere sólo un paso mínimo de escalón, lo que ofrece al paciente una experiencia de pesaje más cómoda y estable

ESPECIFICACIONES:

- Capacidad: 500 lb / 220 kg
- Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg
- Conectividad EMR a través de USB
- Pantalla LCD de 1"/2.5 cm
- Funciones: Conversión LB/KG, bloqueo LB/KG, Índice de masa corporal (IMC), puesta a cero / tara, sostener / soltar, cero automático, apagado automático
- Tamaño de la plataforma: 13 ¾" (ancho) x 16½" (prof.) x 2 3/8" (alto)/349 mm (ancho) x 419 mm (prof.) x 60 mm (alto)
- Varilla de altura: 30" - 84 1/4" / 76 cm - 214 cm
- (2) Ruedas para una facilidad de movimiento
- 6 pilas AA

NOTAS TÉCNICAS :

para corriente eléctrica de 110-120 v voltios-ac 60 hz. garantía: un año por defecto de fabrica.

!Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal y Copia de la declaración de importación.

Si estás en Bogotá podemos ofrecerte la instalación y capacitación a las personas que requieras sin costo adicional. Para otras zonas podemos apoyarles virtualmente.

Cuenta con nuestra garantía de 12 meses y soporte posventa especializado.
Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!