

Grupo Milligram y Milligrampesaje te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Te agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!



BALANZA DIGITAL (GRADO MÉDICO) REFORZADA CON PANTALLA A LA ALTURA DE LA CINTURA

REF: 599 KL

Marca: Health o Meter

Referencia: IMC030

USO:

En cualquier servicio de un hospital centros especializados, consultorios, centros médicos y deportivos. centros nutricionales, medicina bariátrica, gimnasios y demás en los que se requiera su uso.

CARACTERÍSTICAS :

- Conectividad emr por usb

- Calcula el índice de masa corporal
- Plataforma de perfil bajo
- Pantalla con articulación de 350o
- Gran capacidad para uso bariátrico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Capacidad: 272 kg / 600 libras
- Resolución: 0.1 kg / 0.2 libras
- Pantalla: lcd de 25.4 mm (1??) con 350?? de giro
- Ruedas: 2
- Conectividad: usb
- Fuente de alimentación: adaptador de 110-240 v (incluido), 6 baterías tipo c (no incluidas)
- Funciones: conversión de lb/kg, bloqueo de lb/kg, índice de masa corporal (bmi), puesta a cero/ tara, retención/liberación, cero automático, apagado automático
- Peso: 15.08 kg
- Dimensiones: plataforma (ancho x prof) 362 mm (ancho) x 362 mm (prof.) x 67 mm (alto) /14?? (ancho) x 14?? (prof.) x 25/8?? (alto)
- Dimensiones de envío: 1028.7 mm x 542.93 mm x 127 mm (40.5?? ?? 21.38?? ?? 5??) / 2.5.

ACCESORIOS :

- Canasta de soporte para adaptador
- adaptador de voltaje adpt50.
- manual de usuario.

NOTAS TÉCNICAS :

- Para corriente eléctrica de 110-120 v voltios-ac 60 hz.
- Garantía: un (1) año por defectos de fabrica.

ACCESORIOS OPCIONALES NO INCLUIDOS:

- Tallímetro para medir la estatura: 499 kl rod opcional.

!Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal y Copia de la declaración de importación.

Si estás en Bogotá podemos ofrecerte la instalación y capacitación a las personas que requieras sin costo adicional. Para otras zonas podemos apoyarles virtualmente.

Cuenta con nuestra garantía de 12 meses y soporte posventa especializado.
Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!