



Ventajas

- ✓ **Conectividad EMR a través de USB**
La balanza puede conectarse con una computadora, un monitor, una impresora u otro dispositivo electrónico a través del USB para una transmisión de datos de manera rápida, fácil y precisa
- ✓ **Características de valor agregado**
Funciones operativas (conversión LB/KG, bloqueo LB/KG, IMC, puesta a cero/tara, sostener/soltar, cero automático, apagado automático) incluidas sin costo adicional
- ✓ **Varilla de altura incorporada**
La varilla de altura fácil de usar ofrece medición de altura de 30"-84" / 76 cm - 214 cm
- ✓ **Capacidad de calcular el Índice de masa corporal (IMC)**
Las funciones de la balanza incluyen la capacidad de calcular automáticamente el Índice de masa corporal (IMC) del paciente
- ✓ **Plataforma de perfil bajo**
La altura baja de la plataforma requiere sólo un paso mínimo de escalón, lo que ofrece al paciente una experiencia de pesaje más cómoda y estable



Modelo	Dimensiones de envío	Peso (KG)	Código CUP
500KL	77 cm x 44 cm x 28.9 cm	11.1 kg	892076002855



Especificaciones

- Capacidad: 500 lb / 220 kg
- Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg
- Conectividad EMR a través de USB
- Pantalla LCD de 1 1/2" / 2.5 cm
- Funciones: Conversión LB/KG, bloqueo LB/KG, Índice de masa corporal (IMC), puesta a cero / tara, sostener / soltar, cero automático, apagado automático
- Tamaño de la plataforma: 13 3/4" (ancho) x 16 1/2" (prof.) x 2 3/8" (alto) / 349 mm (ancho) x 419 mm (prof.) x 60 mm (alto)
- Varilla de altura: 30" - 84 1/4" / 76 cm - 214 cm
- (2) Ruedas para una facilidad de movimiento
- 6 pilas AA incluidas, adaptador de 120 – 240V no incluido