



Health o meter[®]

P r o f e s s i o n a l

**WEIGH
EASIER[®]**

Catálogo de Productos

499KL

BÁSCULA DIGITAL A LA CINTURA



La 499KL es una versión compacta de nuestra báscula más popular, la 500KL. La pantalla a la altura de la cintura es fácil de leer y la báscula es una opción atractiva y robusta para su uso en consultorios médicos. Con una varilla de estatura opcional, la 499KL es una opción económica para casi cualquier ámbito.

Capacidad: 500 lb / 220 kg

Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg

Tamaño de la Plataforma:

13 3/4" (ancho) x 16 1/2" (largo) x 2 3/8" (alto)

349 mm (ancho) x 419 mm (largo) x 60 mm (alto)

Pantalla: LCD de 1" / 25 mm

Conectividad: USB, tecnología

inalámbrica Pelstar opcional

Opciones y Accesorios:

Ruedas: 2

Fuente de Energía: 6 baterías AA incluidas, adaptador de 120V (no incluido)

Funciones: Conversión LB / KG, Bloqueo LB / KG, IMC, Puesta a Cero, Tara, Retener / Liberar, Cero Automático, Auto-apagado

Modelo	Descripción
499KLHR	Báscula con varilla de estatura incluida
499KLAD	Báscula con adaptador incluido
499KLHRAD	Báscula con varilla de estatura y adaptadores incluidos
SS-499KL	2 años de garantía extendida
499KLROD	Varilla de estatura para el modelo 499KL
ADPT31	Adaptador para 499KL
PELSTARONE-P	Impresora térmica inalámbrica



599KL

BÁSCULA DIGITAL EXTRAFUERTE A LA CINTURA



Estupenda para consultorios y clínicas con espacio de piso reducido, el modelo 599KL tiene gran capacidad con pantalla a la cintura que puede oscilar 350°.

Para los proveedores que deseen medir la altura, se ofrece opcionalmente una varilla de estatura.

Capacidad: 600 lb / 272 kg

Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg

Tamaño de la Plataforma:

14 1/4" (ancho) x 14 1/4" (largo) x 2 5/8" (alto)

362 mm (ancho) x 362 mm (largo) x 67 mm (alto)

Pantalla: LCD de 1" / 25 mm, Pivote de 350°

Conectividad: USB, tecnología

inalámbrica Pelstar opcional

Opciones y Accesorios:

Ruedas: 2

Fuente de Energía:

Adaptador 100-240V incluido, 6 baterías C (no incluidas)

Funciones: Conversión LB / KG, Bloqueo LB / KG, IMC, Puesta a Cero, Tara, Retener / Liberar, Cero Automático, Auto-apagado

Modelo	Descripción
599KLHR	Báscula con varilla de estatura incluida
SS-599KL	2 años de garantía extendida
499KLROD	Varilla de estatura para el modelo 599KL
ADPT50	Adaptador incluido, # de artículo para reemplazo o refacción
PELSTARONE-P	Impresora térmica inalámbrica

