

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!



BATERIA CARTUCHO EXTERNO PARA FREESTYLE Y FOCUS

REF: BT024-1

Marca: AIRSEP - USA

Unidad de Venta: Unidad

Referencia: IMC4-69

USO:

Batería externa uso en concentradores portátiles modelos freestyle y focus que permite extender el tiempo de funcionamiento ambulatorio de estos equipos.

CARACTERÍSTICAS :

Cartucho o batería del tamaño de una calculadora de mano liviano, que una vez cargada tiene un gancho para poder colgar en una correa ó se puede cargar en el bolsillo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Peso del cartucho: 0,59 kg (1.3 libras) tiempo de autonomía de la batería interna del concentrador combinado con el cartucho a 3ltr: 5 hr, a 2 ltr: 6 hr, a 1 ltr: 10 hr.

ACCESORIOS :

No incluido si se utiliza con el concentrador modelo focus debe solicitarse el adaptador cod. 01001964-63 (ref cd035-1).

¡Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!