

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

**Agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!**



## **BRAZALETE PARA TENSIOMETRO ADULTO OBESO DE UNA O DOS VÍAS**

Brazalete para tensiometro adulto obeso de una o dos vías libre de látex, usado para tomar la tensión en personas obesas, el cual está diseñado para mantener el aire ejercido por la pera al momento de tomar la tensión.

### **ESPECIFICACIONES:**

- Rango: 32 – 43 cms
- Cámara interna de una o dos vías
- Brazalete fabricado en velcro
- Libre de látex

## **USO CORRECTO DE UN TENSIÓMETRO MANUAL**

El brazalete se coloca normalmente alrededor de un brazo a la misma altura vertical que el corazón mientras el sujeto está sentado con el brazo apoyado. Es esencial que el tamaño correcto del brazalete sea seleccionado para el paciente. Un brazalete demasiado pequeño resulta en una presión demasiado alta, y un brazalete demasiado grande puede dar una presión demasiado baja. Para las mediciones clínicas es usual medir y registrar ambos brazos en la consulta inicial para determinar si la presión es significativamente mayor en un brazo que el otro. Una diferencia de 10 mm Hg puede ser un signo de problemas en la aorta.

**Referencia:** CPSO

**NOTA IMPORTANTE:** Nuestro inventario cambia rápidamente por esta época. por favor antes de hacer tu compra confirma con nosotros la disponibilidad. no queremos incumplirte.

¡Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!