

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!



CARRO DE PARO

Marca : KRAMER
Unidad de Venta: Unidad
Referencia: IMC647

USO:

Ideal para uso como carro de paro, en u.c.i., unidad renal, salas de cirugía y de urgencias.

CARACTERÍSTICAS :

- Gabinete construido en lamina coil rolled
- Tapa y contratapa en acero inoxidable
- 4 gavetas con 1 chapa y las dos primeras gavetas con divisiones
- Gancho portátil
- Porta bala de oxígeno
- Manijas para arrastre
- Bandeja en acero inoxidable
- Bocel antichoques
- Ruedas giratorias de 4
- Acabado general en pintura en polvo electroestática
- Color azul las gavetas, y color blanco cofrado acabado general.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Dimensiones aproximadas, 0.75 mts de ancho x 0.65 de largo, x 0.95 mts de largo.

!Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!