

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!



CINTA PARA MEDIR LA CIRCUNFERENCIA DEL CUERPO

La cinta seca 203 para medir la circunferencia del cuerpo viene con una escala metálica de alta calidad que calcula la relación entre las medidas de la cintura y de la cadera, conocida por sus siglas en inglés como WHR (waist-to-hip-ratio).

WHR es un método indirecto para medir la grasa abdominal. Al indicar cómo se distribuyen los depósitos de grasa, presta una valiosa ayuda para el diagnóstico.

DATOS TÉCNICOS

- Rango de medición en cm: 0 – 205 cm
- División: 1 mm
- Dimensiones (AxAxP): 70 x 28 x 66
- Peso neto: 0,07

Referencia: CP203

NOTA IMPORTANTE: Nuestro inventario cambia rápidamente por esta época. por favor antes de hacer tu compra confirma con nosotros la disponibilidad. no queremos incumplirte.

¡Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!