

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!



CAMA FULL ELÉCTRICA KONFORT PLUS

La cama eléctrica plegable Konfort Plus cuenta con 5 funciones (ajuste de cabecero, piecero, altura, trendelenburg y trendelengburg inverso) ideal para el cuidado de la salud y el confort de usuarios que están mucho tiempo en cama. (Barandas incluidas)

CARACTERÍSTICAS:

- Estructura de acero.
- Ruedas de 4" con freno para traslados.
- Control de fácil manipulación.

Nota: Precio corresponde a cama full eléctrica CON barandas

ESPECIFICACIONES:

- SKU H05DE01001
- Dimensiones del empaque 96cmx44cmx123cm

- Dimensiones del producto 218,3 cm x 92,6 cm x [35,5-75,5] cm
- Dimensión de la cubierta 195,6 cm x 76,0 cm
- Inclinación del cabecero [0-73]o±5°
- Inclinación del piecero [0-37]o±5°
- Trendelenburg 10°±2°
- Trendelenburg inverso 10°±2°
- Altura de la cama [35,5 - 75,5] cm
- Sistema Operado por motores
- Tipo de estructura Plegable
- Material de la estructura Acero
- Tipo de base Tubos rectangulares
- Capacidad de peso 235 kg
- Ruedas 4" con freno
- Tratamiento de la superficie Pintura en polvo
- Material de los tableros MDF
- Peso bruto 92 kg
- Clasificación de riesgo
- Registro sanitario 2020DM-0021006

Referencia: IMP8I

NOTA IMPORTANTE: Nuestro inventario cambia rápidamente por esta época. por favor antes de hacer tu compra confirma con nosotros la disponibilidad. no queremos incumplirte.

¡Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!