

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

**Agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!**



## **CAMA MANUAL KONFORT PLUS**

### **CARACTERÍSTICAS:**

- Ajuste de altura con manivela.
- Posicionamiento uniforme y confiable.
- Estructura en acero.
- Ruedas de 3" para traslados.
- Sistema mecánico de fácil uso.

**Nota:** Cama se vende CON barandas

### **ESPECIFICACIONES:**

- SKU H05DE03005
- Dimensiones del empaque Cabecero: 94 cm x 22 cm x 111 cm Piecero: 94 cm x 22 cm x 114 cm
- Dimensiones del producto 224 cm x 90 cm x [40-58]cm
- Dimensión de la cubierta 201 cm x 88 cm
- Inclinación del cabecero [0-70]o ± 5°
- Inclinación del piecero [0-45]o ± 5°
- Altura de la cama [40-58]cm
- Sistema Mecánico a través de manivelas
- Tipo de estructura Desarmable
- Material de la estructura Acero
- Tipo de base Tubos rectangulares
- Capacidad de peso 200 Kg
- Ruedas 3", 2 con freno
- Tratamiento de la superficie Pintura en polvo
- Material de los tableros Plástico
- Peso bruto 80 kg
- Clasificación de riesgo 1
- Registro sanitario 2020DM-0021006

**Referencia:** IMP6IM

**NOTA IMPORTANTE:** Nuestro inventario cambia rápidamente por esta época. por favor antes de hacer tu compra confirma con nosotros la disponibilidad. no queremos incumplirte.

¡Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!