

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!



CILINDRO DE OXÍGENO

CARACTERÍSTICAS:

- Calidad y fiabilidad
- Larga vida y resistentes a la corrosión
- Alternativa económica a los costosos sistemas LOX
- 30% más livianos que los convencionales cilindros en acero
- 100% compatibles con sistemas de imágenes de resonancia magnética y otros sistemas de imágenes médicas de alta tecnología

ESPECIFICACIONES:

- Volumen Interno 1,7 L, 2,8 L, 4,6 L, 10,7 L, 21,3L
- Referencia M009-010, MD15-015, ME24-018, M060-007, M00M-007
- Peso Vacío 1.7 kg - 2,2 kg - 3,4 kg - 10,2 kg - 18,1 kg
- Longitud del Producto 26,92 cm - 41,14 cm - 64 cm - 59,6 cm - 92,20 cm
- Diámetro Exterior 11,17 cm - 18,4 cm - 20,32 cm
- Capacidad de Oxígeno 250 L , 416 L , 6800 L , 1700 L , 3500 L

Referencia: IMP015

NOTA IMPORTANTE: Nuestro inventario cambia rápidamente por esta época. por favor antes de hacer tu compra confirma con nosotros la disponibilidad. no queremos incumplirte.

¡Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!