

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

**Agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!**



## **COMPRESA PARA TERAPIA DE CALOR PARA CUELLO**

Las compresas de calor húmedo Relief Pak son un método sencillo y eficiente para la aplicación de calor húmedo. Cada Relief Pak nos provee de 30 minutos de calor húmedo terapéutico. Los Relief Paks se pueden calentar en agua, en el horno o en el microondas. Cuando se ha completado el tratamiento, las compresas de calor se pueden conservar en una bolsa de plástico en el congelador Aplique las vendas de calor con una funda de felpa o una toalla gruesa por su seguridad.

**Dimensiones:** 24 “ x 1” x 6 “

**Peso:** 1 lbs

**Referencia:** CP11

**NOTA IMPORTANTE:** Nuestro inventario cambia rápidamente por esta época. por favor antes de hacer tu compra confirma con nosotros la disponibilidad. no queremos incumplirte.

¡Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!