

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Te agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!



DEFIBRILADOR DEA FRED EASY AUTOMÁTICO

Ref: 1-58-9100

Marca: Schiller - suiza

USO:

- Para uso de reanimadores lego (personal no entrenado) en lugares públicos, personal de salud o entrenado en servicios de urgencias y emergencias; para la asistencia temprana de eventos cardiacos y desfibrilación precoz.
- el fred easy automática mediante energía de desfibrilación no agresiva mediante multipulse biowave (impulso de desfibrilación con pulsos bifásicos, patentado) da instrucciones visuales para guiar el rescatista con seguridad durante todo el procedimiento de reanimación simple, clara y detallada.
- fred easy está diseñado para adultos y niños con un reconocimiento automático de los electrodos de los niños y la adaptación del nivel de energía.

CARACTERÍSTICAS :

- El modo totalmente automático refiere conectar los electrodos al paciente, encender la unidad y permitir que el dispositivo analice y administre la descarga si es necesario, sin intervención del reanimador para la administración de la descarga.

ACCESORIOS :

- Un (1) juego de dos electrodos de desfibrilación desechables adulto conectados a juego de parches adulto
- una (1) batería descartable limn o2 12v/2800 mah (ref: 2,230280)
- un (1) maletín (ref: 2,230283)
- una (1) tarjeta de memoria sd programada (ref: 2,230296)

Referencia: IMC419

!Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!