

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!



DETECTOR FETAL (DOPPLER)

REF: FD 1

Modelo: Fetal Dopplex.

Marca: HUNTLEIGH

País: Inglaterra

Referencia: IMC210

USO:

Para uso obstétrico, con pantalla, registra frecuencia cardiaca fetal (ffc).

CARACTERÍSTICAS :

- Muestra la frecuencia cardiaca fetal.

- La sonda de 2 mhz de gran sensibilidad consigue una detección fiable durante todo el embarazo.
- Procesamiento avanzado de la frecuencia cardíaca fetal (fcf)
- Reducción activa del ruido para obtener tonos cardíacos fetales nítidos
- Sondas impermeables adecuadas para partos en el agua
- Gestión avanzada del consumo energético para conservar la batería
- Sonda de limpieza fácil para un mejor control de las infecciones
- Posición óptima del transductor en cualquier circunstancia gracias a la longitud y resistencia del cable en espiral.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Peso : 295 gms
- Altura : 140 mm
- Anchura : 74 mm
- Profundidad : 27 mm
- Potencia de salida máxima para los auriculares: 25 m w rms max. (32 auriculares) (voltaje máximo +9vdc).
- Apagado automático: tras 10 minutos de funcionamiento continuo o de 3 minuto sin señal.
- Temperatura de funcionamiento: entre 10^o y 30^o c.

ACCESORIOS :

- Transductor obstétrico impermeable de 2 mhz, que permite sumergirlo en el agua
- Tubo de gel (crema conductiva)
- Batería (pila) alcalina de 9 voltios
- Amplificador de sonido
- Pantalla de registro
- Estuche portátil, en material impermeable, con cierre en velcro.

¡Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!