

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Te agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!

DISPENSADOR 0.4 - 2.0ml TIPO CERAMUS - VÁLVULA MARCA HIRSCHMANN

Aparato dosificador con sistema de reciclado de reactivos para la dosificación manual directamente del frasco de reactivos. Fiabilidad sin compromiso - el diseño perfecto del ceramus[®] hasta en los detalles es prueba de la experiencia de Hirschmann con el Liquid Handling de muchos años. El calibre incremental y el ajuste de volumen de bloqueo digital garantizan una dispensación reproducible del volumen con una precisión constante e independientemente del operador. El émbolo de dosificación de cerámica de alúmina purísima y el cilindro de vidrio DURAN[®] garantizan una máxima resistencia química y termorresistencia. El material de alta calidad de todas las piezas que conducen los medios hace posible que se pueda emplear con un margen de temperaturas desde 4° C hasta 50° C. El aparato en su conjunto puede ser esterilizado con vapor a 121° C sin desmontarlo.



ESPECIFICACIONES:

- Coeficiente de variación %: 0.2
- Exactitud %: 0.6
- Graduación: 0.05
- Modelo: ceramus[®]
- Resistencia: Ácidos y bases
- Tipo de volumen: Variable
- Volumen (ml): 0.4 - 2.0
- Referencia: LB2000

¡Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!