

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

**Te agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!**

### **DISPENSADOR TOP 5 - 50ml DISPENSATE MARCA DLAB**

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- Excelente resistencia química, los componentes están hechos de PTFE, FEP, BSG y PP
- Totalmente autoclavable a 121 °C
- Ajuste de volumen fácil de usar.
- El tubo de descarga flexible opcional con mango de seguridad permite una dispensación rápida y precisa.
- Presión de vapor Max. 500mbar, viscosidad max. 500mm<sup>2</sup> / s, temperatura max. 40 °C, densidad max. 2.2g / cm<sup>3</sup>.
- Dispensmate se suministra con adaptadores de tamaño S40, GL32, GL38, GL25 y GL28.
- Fácil de limpiar y mantener.



#### **ESPECIFICACIONES:**

- Graduación ml: 1 ml
- Modelo: DispensMate
- Volumen (ml): 5- 50 ml
- Referencia: LB04

¡Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!