

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!



DISPOSITIVO PARA RCCP CARDIO FIRST ANGEL

REF: 2-62-0000

Marca: Schiller

PAÍS: Suiza

USO:

En reanimación cardio cerebro pulmonar (masaje cardiaco), desechable único uso para situaciones de emergencia reales uso en humanos, reutilizable para uso de entrenamiento.

CARACTERÍSTICAS :

- Dispositivo que permite ubicar sus manos adecuadamente y regular la presión y el número de compresiones durante el ejercicio de la reanimación.
- Evita el contacto directo con el paciente y disminuye la posibilidad de lesiones como fractura de reja costal en la víctima.
- El dispositivo debe ubicarse en el torax desnudo del paciente, al oprimir el botón grande rojo permite regular la presión ejercida en el tórax durante la compresión, la cual debe oscilar entre los 41 kg p/c , siendo así en el número de al menos 100 compresiones por minuto.
- Ejerciendo la correcta presión el dispositivo generará un sonido o click, y al liberar la presión genera un nuevo clic que indica que debe realizar otra compresión. - puede utilizarse como complemento durante el uso de un equipo desfibrilador dea/desa o paletas, no genera interferencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Mecánico, no requiere alimentación eléctrica.

¡Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!