

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!



REF: 10100.081

Marca: Surtron Ledspa

País: Italia

USO:

Surtron 80d es un electrobisturí de radiofrecuencia aconsejado para procedimientos de tipo dermatológico y odontológico. (pequeña cirugía monopolar).

CARACTERÍSTICAS :

- Dispone de corte (cut), corte y coagulación (blend), coagulación (coag) y micro-coagulación (micro).
- El electrobisturí dispone de tarjeta de micro-control además de un display digital los cuales nos garantizan alta seguridad y fiabilidad.

ACCESORIOS :

- Mango monopolar reutilizable 00206.00
- Diferentes electrodos (10 ud) 00500.00 - cable para electrodo neutro 00404.08
- Electrodo neutro 5365
- Pedal de pie 00304.00
- Cable de alimentación 2 metros 00100.03.

¡Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!