



surtron.com



SURTRON[®]

unidades de electrocirugía



DOWNLOAD LED SPA APP



SURTRON®

50D // 80D



Compacto, ergonómico
y de fácil uso



50D



SURTRON® 50D es un electrobisturí de radiofrecuencia idóneo para pequeña cirugía monopolar. Seleccionando sus funciones se obtienen corte puro (CUT), corte y coagulación (CUT1 - CUT2) y coagulación pura (COAG). El electrobisturí dispone de tarjeta de micro-control además de un display digital los cuales nos garantizan alta seguridad y fiabilidad de la eficacia del trabajo en cualquier condición.

SURTRON® 50D ofrece unos resultados profesionales gracias a su diseño ergonómico y sus altos sistemas de seguridad.

Referencia	10100.051
Potencia máxima de corte CUT	50 W – 400 Ω
Potencia máxima de corte/coagulación CUT/COAG1	45 W – 400 Ω
Potencia máxima de corte/coagulación CUT/COAG2	40 W – 400 Ω
Potencia máxima de coagulación COAG	40 W – 400 Ω
Frecuencia de trabajo	600 kHz
Placa paciente - Placa neutra	F
Entrada alimentación seleccionable	115/230 Vac
Frecuencia de alimentación	50-60 Hz
Potencia máxima de absorción	280 VA
Dimensiones (L-A-P)	190x85x239
Peso	2,5 Kg

80D



SURTRON® 80D es un electrobisturí de radiofrecuencia idóneo para pequeña cirugía monopolar. Dispone de corte (CUT), corte y coagulación (BLEND), coagulación (COAG) y micro-coagulación (MICRO). El electrobisturí dispone de tarjeta de micro-control además de un display digital los cuales nos garantizan alta seguridad y fiabilidad de la eficacia del trabajo en cualquier condición.

SURTRON® 80D ofrece unos resultados profesionales gracias a su diseño ergonómico y sus altos sistemas de seguridad.

Referencia	10100.081
Potencia máxima de corte CUT	80 W – 400 Ω
Potencia máxima de corte/coagulación CUT/COAG1	60 W – 400 Ω
Potencia máxima de corte/coagulación CUT/COAG2	50 W – 400 Ω
Potencia máxima de coagulación COAG	20 W – 600 Ω
Frecuencia de trabajo	700 kHz
Placa paciente - Placa neutra	F
Entrada alimentación seleccionable	115-230 Vac
Frecuencia de alimentación	50-60 Hz
Potencia máxima de absorción	220 VA
Dimensiones (L-A-P)	190x85x239
Peso	2,5 Kg

CIRUGIA AMBULATORIAL
DENTAL
DERMATOLOGIA
PRIMEROS AUXILIOS
CIRUGIA VASCULAR
VETERINARIA

50D

Composición Estándar:

- Mango monopolar reutilizable	F4814
- Diferentes electrodos (10 ud)	00500.00
- Cable para electrodo neutro a soborno	00404.02
- Electrodo neutro a soborno	00403.01
- Pedal de pie	00304.00
- Cable alimentación 2 metros	00100.03



80D

Composición Estándar:

- Mango monopolar reutilizable	F4814
- Diferentes electrodos (10 ud)	00500.00
- Cable para electrodo neutro	00404.08
- Electrodo neutro	5365
- Pedal de pie	00304.00
- Cable de alimentación 2 metros	00100.03



NORMAS

EN60601-1
EN60601-1-2
EN60601-2-2
Electrical Class
MDD 93/42/EC Class:

CONTROLES

Placa/Paciente (80D)
Control de salida de potencia
Autochequeo