

Grupo Milligram y Milligrampesaje te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Te agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!

!Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal y Copia de la declaración de importación. Si estás en Bogotá podemos ofrecerte la instalación y capacitación a las personas que requieras sin costo adicional. Para otras zonas podemos apoyarles virtualmente.

BALANZA ANALÍTICA MODELO HG420 REF. BX344 BAXTRAN DE ESPAÑA CON CALIBRACIÓN EXTERNA

[Click para ver ficha técnica](#)

[Click para ver manual del usuario](#)

ESPECIFICACIONES:

- Pantalla LCD retroiluminada de excelente visualización con protección avanzada de la vista (ADVANCED EYE PROTECTION).
- Calibración externa.
- 8 dígitos de 15mm en pantalla con mensajes a modo de guía para el usuario.
- 7 teclas de funciones directas.
- Carcasa superior en ABS y plato en acero inoxidable.
- Robusta estructura de la balanza de fundición de metal para la protección contra efectos de tormentas eléctricas e interferencias electromagnéticas.
- Cabina paravientos con más espacio para muestras.
- 4 pies regulables, permiten una mayor estabilidad para resultados precisos.
- Nivel burbuja.
- Tiempo de respuesta 2-3seg.
- Múltiples unidades de medida: gramo, kilogram, pound, ounce, troy ounce, grain, pennyweight, carat, miligram, momme, mesghal, Hong Kong teal, Singapore taels, Taiwan taels, bath.
- Gancho de pesada inferior.
- Temperatura de trabajo entre 15°C y 30°C.
- Modelos disponibles con calibración interna (HG-I).
- RS232, formato PC e impresora.




- 3 modos de envío a PC:
-Continue: envío de datos en modo continuo.
-ALd: envío de datos a PC con estabilización de peso.
-Req: envío de datos a PC con demanda.
- GLP/GMP.
- Incorpora: Funda antipolvo y blíster.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 420g
- División: 0,001g
- Dimensiones del plato: 128x128mm

FUNCIONES:

- Cuenta piezas.
- Determinación por porcentaje.
- Filtro pesada de animales.
- Formulación.
- Varias unidades.
- Control de peso.
- Función peso objetivo.
- Determinación de densidad.
- Calibración de pipeta.
- Estadísticas.
- Totalización.



Balanza precisión	260342	260344	260340	260343	260345	260341
Cabina	paravientos					
Múltiples unidades	sí					
Gancho inferior de pesada	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Normativa CE	sí	sí	sí	sí	sí	sí
Formulación	número máximo de pesos sumados: 99					
Tipo de calibración	externa	externa	externa	interna	interna	interna
Autocalibraje	no	no	no	sí	sí	sí
Masa de calibración	200 (F1)	200 (F1)	500 (F1)	200 (F1)	200 (F1)	500 (F1)
Clase	II	II	II	II	II	II
RS232	DB9 hembra	DB9 hembra	DB9 hembra	DB9 hembra	DB9 hembra	DB9 hembra
Peso neto	4,8 kg					

Cuenta con nuestra **garantía de 12 meses** y soporte posventa especializado.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!