

Grupo Milligram y Milligrampesaje te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

!Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal y Copia de la declaración de importación. Si estás en Bogotá podemos ofrecerte la instalación y capacitación a las personas que requieras sin costo adicional. Para otras zonas podemos apoyarles virtualmente.

BALANZA ANALÍTICA MODELO HS120 REF. BX367 BAXTRAN DE ESPAÑA CON CALIBRACIÓN EXTERNA

[Click para ver ficha técnica](#)

Balanza de alta precisión y rapidez para el uso en laboratorios e industria.

ESPECIFICACIONES:

- Pantalla LCD retroiluminada.
- 8 dígitos de 15 mm en pantalla con mensajes a modo de guía para el usuario.
- 6 teclas de funciones directas.
- Plato en acero inoxidable.
- Cabina corta vientos con más espacio para muestras.
- Pies regulables, permiten una mayor estabilidad para resultados precisos.
- Nivel burbuja.
- Tiempo de respuesta 4 segundos.
- Múltiples unidades de medida: gramos, libras, onzas y quilates.
- Calibración externa.
- RS232, formato PC e impresora.
- 4 modos de envío a PC/impresora:

-Continue: envío de datos en modo continuo.

-Envío de datos con estabilización de peso.

-Envío de datos a petición.

-Envío de datos manual.

- Sistema de pesaje con bloque de compensación electromagnético.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 120g
- División: 0,0001g
- Repetibilidad: 0,0002g
- Linealidad: 0,0004g
- Dimensiones del plato: 90mm

FUNCIONES:

- Cuenta piezas
- Determinación por porcentaje



Balanza analítica	261367	261368	261369	261370
Rango de temperatura de funcionamiento	+10°C a +30°C			
Tipo de batería	no batería			
Alimentación	adaptador a red 100-240AC 50/60Hz			
Tipo de cabina	cabina corta vientos			
Pesaje inferior	no			
Impresora	externa			
Normativa CE	sí			
Tipo de calibración	externa	externa	interna	interna
Auto calibraje	no	no	sí	sí
Masa de calibración (g)	100 (E2)	200 (E2)	-	-
Clase	I	I	I	I
RS232	DB9 hembra			
Medidas (mm)	230x310x330			
Peso neto (kg)	4,4			

Cuenta con nuestra **garantía de 12 meses** y soporte posventa especializado.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!