

Grupo Milligram y Milligrampesaje te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Te agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!

!Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal y Copia de la declaración de importación. Si estás en Bogotá podemos ofrecerte la instalación y capacitación a las personas que requieras sin costo adicional. Para otras zonas podemos apoyarles virtualmente.

BALANZA ANALÍTICA MODELO HZ120 REF. BX352 BAXTRAN DE ESPAÑA CON CALIBRACIÓN EXTERNA

[Click para ver ficha técnica](#)

[Click para ver manual del usuario](#)

ESPECIFICACIONES:

- Pantalla LCD retroiluminada de excelente visualización con protección avanzada de la vista (ADVANCED EYE PROTECTION).
- Calibración externa.
- 8 dígitos de 15mm en pantalla con mensajes a modo de guía para el usuario.
- 7 teclas de funciones directas.
- Carcasa superior en ABS y plato en acero inoxidable.
- Robusta estructura de la balanza de fundición de metal para la protección contra efectos de tormentas eléctricas e interferencias electromagnéticas.
- Cabina corta vientos con más espacio para muestras.
- 4 pies regulables, permiten una mayor estabilidad para resultados precisos.
- Nivel burbuja.
- Tiempo de respuesta 2-3 seg.
- Múltiples unidades de medida: gramo, kilogramo, pound, ounce, troy ounce, grain, pennyweight, carat, miligram, momme, mesghal, Hong Kong tael, Singapore taels, Taiwan taels, bath.
- Gancho de pesada inferior.
- Modelos disponibles con calibración interna (HZ-I).
- RS232, formato PC e impresora.
- 3 modos de envío a PC:
-Continue: envío de datos en modo continuo.



- Ald: envío de datos a PC con estabilización de peso.
- Req: envío de datos a PC con demanda.
- GLP/GMP.
- Incorpora: Funda antipolvo y blíster.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Capacidad: 120g
- División: 0,0001g
- Repetibilidad: 0,0001g
- Linealidad: 0,0002g
- Dimensiones del plato: 90mm

FUNCIONES:

- Cuenta piezas.
- Determinación por porcentaje.
- Filtro pesada de animales.
- Formulación.
- Varias unidades.
- Control de peso.
- Función peso objetivo.
- Determinación de densidad.
- Calibración de pipeta.
- Estadísticas.
- Totalización.



Balanza analítica	260352	260354	260353	260355
Rango de temperatura de funcionamiento	18°C a 30°C			
Tipo de batería	no batería			
Alimentación	adaptador a red 100-240Vac 50-60Hz			
Tipo de cabina	cabina corta vientos			
Gancho inferior para pesada	sí			
Impresora	externa			
Normativa CE	sí			
Formulación	número máximo de pesos sumados: 99			
Tipo de calibración	externa	externa	interna	interna
Auto calibraje	no	no	sí	sí
Masa de calibración g	50 (E2)	100 (E2)	50 (E2)	100 (E2)
Clase	I	I	I	I
RS232	DB9 hembra	DB9 hembra	DB9 hembra	DB9 hembra
Medidas cabina mm	197x175x240			
Peso neto	4,8 kg			

Cuenta con nuestra **garantía de 12 meses** y soporte posventa especializado.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!