

Grupo Milligram y Milligrampesaje te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Te agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!

!Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal y Copia de la declaración de importación. Si estás en Bogotá podemos ofrecerte la instalación y capacitación a las personas que requieras sin costo adicional. Para otras zonas podemos apoyarles virtualmente.

[Clic para ver manual del usuario](#)

BALANZA SEMI-ANALÍTICA VIBRA AB 620g X 0.001g

- Con sistema de pesaje Tuning fork sensor.
- No requiere calentamiento.
- Serie electrónica escala AB.
- Funcionalidad avanzada para cuatro usuarios.
- 4 modos de peso.
- Calibración externa.
- Tara: cero a rango de pesaje completo.
- Rango de temperatura y humedad: 5 - 35 °C, hasta 80 % rh (sin condensación de rocío)
- Fuente de alimentación Adaptador de CA Entrada 100-230 VCA / Salida 6 VCC.
- Salida RS232C.
- Sensores magnéticos.
- Sensores sostenibles de tiempo rápido y estable.
- Pantalla LCD.



ESPECIFICACIONES:

- Balanza con cabina corta aire y de vidrio puertas corredizas.
- Platillo acero Inoxidable: 140mm
- Tiempo de estabilización: 3 seg
- Capacidad: 620g
- Legibilidad: 0.001g
- Repetibilidad: 0.001g
- Linealidad: 0.004g
- Dimensiones: 293 x 202 x 206 mm

Cuenta con nuestra garantía de 12 meses y soporte posventa especializado.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!