

Grupo Milligram y Milligrampesaje te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Te agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!

!Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal y Copia de la declaración de importación. Si estás en Bogotá podemos ofrecerte la instalación y capacitación a las personas que requieras sin costo adicional. Para otras zonas podemos apoyarles virtualmente.

[Clic para ver manual del usuario](#)



BALANZA SEMI-ANALÍTICA VIBRA REF:AJ-220E 220g X 0.001g CON CALIBRACIÓN EXTERNA

- La serie AJ ofrece cuatro modos de pesaje, medición de peso sencilla, recuento de piezas, pesada porcentual y quilates de medición para los joyeros. Puede cambiar fácilmente el modo de pesaje pulsando la tecla de función.
- Gran pantalla LCD (altura 16,5 mm) con luz de fondo brillante y negro hace que la operación de pesaje fácil y cómodo, incluso en el lugar oscuro.
- Sensor de diapasón.
- Tiene un peso de calibración integrado semi-automática.
- Puede calibrar fácilmente el equilibrio con el peso incorporado.
- Asegura la operación de pesaje exacto y preciso.
- RS232C se instala como característica estándar en todos los modelos de la serie Vibra AJ. Puede conectar la balanza a dispositivos externos como PC.

ESPECIFICACIONES:

- Capacidad: 220g
- Legibilidad: 0.001g
- Repetibilidad: 0.001g
- Linealidad: 0.001g
- Tiempo de estabilización: 2,5 seg

Cuenta con nuestra garantía de 12 meses y soporte posventa especializado.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!