

Grupo Milligram y Milligrampesaje te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

**Te agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!**

!Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal y Copia de la declaración de importación. Si estás en Bogotá podemos ofrecerte la instalación y capacitación a las personas que requieras sin costo adicional. Para otras zonas podemos apoyarles virtualmente.

[Click para ver ficha técnica](#)

[Click para ver manual del usuario](#)

## **BALANZA DE MESA DE 8KG**

Marca: KERN

Ref: FCB 8K0.1

Referencia: KG0.1

Balanza de mesa de 8kg/0.1g con indicación secundaria en la parte posterior de la balanza.

### **CARACTERÍSTICAS:**

- Indicación secundaria en el lado posterior de la balanza
- Función PRE-TARE para pre-reducción manual del peso de un recipiente conocido, útil para el control de cantidades de llenado.
- Gran movilidad: Gracias al funcionamiento mediante batería/uso con acumulador (opcional), su forma plana y compacta y su bajo peso es ideal para utilizarla en varios lugares distintos (por ej. en producción, el almacén y envíos.
- Interfaz de datos.
- Para la conexión de la balanza a la impresora, el ordenador, la red o una segunda balanza. Se indican las interfaces de datos disponibles en cada modelo. Las interfaces más habituales son, p. ej. RS-232, USB, LAN, DUAL, Digital I/O etc. Los parámetros de la interfaz se ajustan a través de la balanza.
- Capota protectora de trabajo incluido en el alcance de suministro.



## ESPECIFICACIONES:

- campo de pesaje: 8kg
- Lectura: 0,1g
- Reproducibilidad: 1g
- Linealidad:  $\pm 3g$

Cuenta con nuestra garantía de 12 meses y soporte posventa especializado.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!