

 **Baxtran**

ADA

BALANZA DE PRECISIÓN

Con cabina
cortavientos

Precisión: 1 mg



Balanza de precisión

Balanza de precisión con cristal protector transparente



ADA





CARACTERÍSTICAS:

- Display LCD retroiluminado, dígitos de 15 mm.
- Calibración externa.
- Plato en acero inoxidable.
- Cabina cortavientos con más espacio para muestras.
- Dimensiones del plato de pesaje: 115 mm
- Balanza con notificación acústica (buzzer).
- Unidades de medida: gramos, onzas, quilates y pennyweight.
- Salida RS232.
- Sistema de pesaje con célula de carga.

FUNCIONES:

- Cero
- Tara
- Cuenta piezas
- Peso porcentual
- Peso objetivo (CHKW)



Dimensiones (mm)

Balanza de precisión	261361	261362	261363
Rango de temperatura de funcionamiento	+10°C a +30°C		
Tipo de batería	no batería		
Alimentación	adaptador a red 100-240AC 50/60Hz		
Tipo de cabina	cabina corta vientos		
Pesada inferior	no		
Impresora	externa		
Normativa CE	sí		
Tipo de calibración	externa	externa	externa
Auto calibraje	no	no	no
Masa de calibración (g)	F1	F1	F1
Clase	II	II	II
RS232	DB9 hembra		
Medidas (mm)	230x310x330		
Peso neto (kg)	4		

BALANZA ADA

#Código	Capacidad (g)	Fracción (g)	Repetibilidad (mg)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones de embalaje (mm)	Peso de embalaje (kg)
261361	220	0,001	1	Ø115	440 x 330 x 400	6
261362	420	0,001	1	Ø115	440 x 330 x 400	6
261363	620	0,001	1	Ø115	440 x 330 x 400	6

