



# ADP

## BALANZA DE PRECISIÓN

Para capacidades  
superiores

Precisión: 10 mg



# Balanza de precisión

Balanza de precisión para capacidades superiores



## CARACTERÍSTICAS:

- Display LCD retroiluminado, dígitos de 15 mm.
- Calibración externa.
- Plato en acero inoxidable.
- Cabina cortavientos con más espacio para muestras.
- Dimensiones del plato de pesaje: 115 mm
- Balanza con notificación acústica (buzzer).
- Unidades de medida: gramos, onzas, quilates y pennyweight.
- Salida RS232.
- Sistema de pesaje con célula de carga.

## FUNCIONES:

- Zero
- Tara
- Cuenta piezas
- Determinación por porcentaje
- Peso objetivo



Balanza analítica	261364	261365	261366
Rango de temperatura de funcionamiento	+10°C a +30°C		
Tipo de batería	no batería		
Alimentación	adaptador a red 100-240AC 50/60Hz		
Pesada inferior	no		
Impresora	externa		
Normativa CE	sí		
Tipo de calibración	externa	externa	externa
Auto calibraje	no	no	no
Masa de calibración (g)	F1	F1	F1
Clase	II	II	II
RS232	DB9 hembra		
Medidas (mm)	230x310x90		
Peso neto (kg)	2,3		

## BALANZA ADP

#Código	Capacidad (g)	Fracción (g)	Repetibilidad (mg)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones de embalaje (mm)	Peso de embalaje (kg)
261364	2200	0,01	10	Ø160	430 x 320 x 180	4
261365	4200	0,01	10	Ø160	430 x 320 x 180	4
261366	6200	0,01	10	Ø160	430 x 320 x 180	4

