

Grupo Milligram y Milligrampesaje te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Te agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!

!Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal y Copia de la declaración de importación. Si estás en Bogotá podemos ofrecerte la instalación y capacitación a las personas que requieras sin costo adicional. Para otras zonas podemos apoyarles virtualmente.

[Click para ver ficha técnica](#)

[Click para ver manual del usuario](#)

DETERMINADOR DE HUMEDAD

Marca: KERN

Ref: DAB100-3

Referencia: KG0-3

Determinador de humedad Alemán de 110g/0,01g con pantalla gráfica retroiluminada.

ESPECIFICACIONES:

- Pantalla gráfica retroiluminada, altura de dígitos 14 mm.
- Proceso de secado activo.
- Perfil de calentamiento activo.
- Criterio de desconexión activa.
- Tiempo de secado previo.
- Temperatura actual.
- Contenido de humedad actual en%.
- Emisor de vidrio de cuarzo halógeno 400 W.
- Ventana en la muestra, muy útil en la configuración inicial.
- Almacenamiento en escala para la operación automática de 15 programas de secado y 5 procesos de secado.
- El último valor medido permanece en la pantalla hasta que se sobrescriba con una nueva medición.
- 50 tazas de muestra incluidas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Campo de pesaje: 110g
- Lectura: 0,001g/ 0.01g
- Reproducibilidad en las pesadas de 2g: 0,15%
- Reproducibilidad en las pesadas de 10g: 0.02%
- Humedad: 0 – 100%
- Peso seco: 100 - 0%
- Intervalos ajustables: 1 S - 10 Min
- Margen de temperatura: 40°C – 199°C en pasos de 1°C
- Dimensiones Totales AxPxA: 240 x 365 x 180 mm

Cuenta con nuestra garantía de 12 meses y soporte posventa especializado.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!