

Grupo Milligram y Milligrampesaje te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

**Te agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!**

!Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal y Copia de la declaración de importación. Si estás en Bogotá podemos ofrecerte la instalación y capacitación a las personas que requieras sin costo adicional. Para otras zonas podemos apoyarles virtualmente.

[Click para ver ficha técnica](#)

[Click para ver manual del usuario](#)

## **BALANZA ANALÍTICA DE 210G**

Marca: KERN

Ref: ADB 200-4

Referencia: KG0-4

Balanza analítica alemana de 210g / 0,1g calibración externa

### **ESPECIFICACIONES:**

- Programa de ajuste de CAL para establecer la precisión utilizando un peso de prueba externo.
- Nivel de burbuja y tornillos de pie para la nivelación exacta de la balanza como estándar, lo que resulta en los resultados de pesaje más precisos.
- Cabina de vidrio grande con 3 puertas corredizas para facilitar el acceso a los productos a pesar.
- Dimensiones compactas, ventajosas cuando el espacio es limitado.
- Operación simple y conveniente de 6 botones.



### **CARACTERÍSTICAS:**

- Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 16 mm.
- Dimensiones superficie de pesaje en acero inoxidable.
- Dimensión del plato: 90 mm.
- Dimensiones totales A x P x A 230x310x330 mm.
- Espacio de la cabina A x P x A 170x160x205 mm.

- Tiempo de estabilización 3 segundos.

#### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- Campo de pesaje: 210g
- Lectura: 0,1g
- Reproducibilidad: 0,2g
- Linealidad: 0,4g

Cuenta con nuestra garantía de 12 meses y soporte posventa especializado.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!