

Grupo Milligram y Milligrampesaje te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Te agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!

!Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal y Copia de la declaración de importación. Si estás en Bogotá podemos ofrecerte la instalación y capacitación a las personas que requieras sin costo adicional. Para otras zonas podemos apoyarles virtualmente.

[Click para ver ficha técnica](#)

[Click para ver manual del usuario](#)

BALANZA ANALÍTICA DE 120G

Marca: KERN

Ref. ABS 120-4N

Referencia: KG0-4N

Balanza analítica alemana de 120g x 0,0001g con un sistema de pesaje single-cell de alta calidad con calibración externa.

ESPECIFICACIONES:

- ABS-N solamente: calibración externa programa de ajuste de CAL para establecer la precisión utilizando un peso de prueba externo.
- Ayuda de medición: se puede seleccionar el modo de alta estabilidad y otras configuraciones de filtro.
- Conveniente formulación / documentación con función combinada de tara / impresión. Además, los componentes de la mezcla de la receta se enumeran e imprimen automáticamente con el valor de número / peso.
- Número de identificación de escala: 4 dígitos libremente programables, se imprimen en el registro de ajuste.
- Salida automática de datos a PC / impresora después de cada parada de la báscula.
- ABJ-NM tiene OIML - Certificado.
- Celda única de alta tecnología:



- Producción totalmente automática de la celda de carga a partir de una sola pieza.
- Comportamiento de temperatura estable
- Tiempo de reposo corto: valores de pesaje estables en aproximadamente 3 segundos en condiciones de laboratorio.
- Alta robustez mecánica.
- Capucha protectora de seguridad de carga de esquina alta [/] incluida.

CARACTERÍSTICAS:

- Pantalla LCD grande, altura de dígitos 14 mm.
- Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable, Ø 80 mm
- Dimensiones totales, parabrisas incl. A×P×A 217x356x 338 mm.
- Espacio de pesaje A×P×A 168x172x223 mm.
- Peso neto aprox. 7 kg.
- Temperatura ambiente admisible 10 °C / 30 °C
- Tiempo de estabilización 4 segundos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Campo de pesaje: 120g
- Lectura: 0,0001g
- Reproducibilidad: 0,0002g
- Linealidad: 0,0003g

Cuenta con nuestra garantía de 12 meses y soporte posventa especializado.

Para mayor información comuníquese con nosotros ¡con gusto responderemos!