

Grupo Milligram y Milligrampesaje te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Te agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!

!Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal y Copia de la declaración de importación. Si estás en Bogotá podemos ofrecerte la instalación y capacitación a las personas que requieras sin costo adicional. Para otras zonas podemos apoyarles virtualmente.

[Click para ver ficha técnica](#)

[Click para ver manual del usuario](#)

BALANZA DE MESA DE 12KG

Marca: KERN

Ref: GAB 12K0.1N

Referencia: KG1N

Balanza de control y racionamiento de 12kg/0,1g , también con aprobación de homologación [M]

ESPECIFICACIONES:

- Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio.
- Gran movilidad: gracias al uso con acumulador (opcional), diseño compacto y plano; adecuada para su empleo en diversas ubicaciones (producción, almacén, expedición etc.)
- Pesaje con rango de tolerancia.
- Una señal óptica facilita el proceso de racionar, dosificar o clasificar.
- Suma de valores de peso.
- Capota protectora de trabajo incluido en el alcance de suministro.



CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Balanza dosificadora para farmacias.

- Mezclas seleccionadas a mano de té, café o confites.
- División en porciones de masas, carne, pescado, aves, platos de ensalada en comedores de empresa etc.
- Pesaje ambulante de frutos del campo según precio por kilo.
- Balanza de control en supermercados.
- Aplicación industrial muy preciso.

Nota: En el servicio comercial, existe una obligación oficial de homologación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Precisión de lectura (d): 0,1 g
- Rango de pesaje (máx.): 12 kg
- Reproducibilidad: 0,1 g
- Linealidad: $\pm 0,3$ g

Cuenta con nuestra garantía de 12 meses y soporte posventa especializado.

Para mayor información comuníquese con nosotros ¡con gusto responderemos!