

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Te agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!

[Click para ver manual del usuario](#)

AUTOCLAVE AUTOMÁTICA DE MESA 85L DLINE

Marca: Tuttnauer
Ref: 3870EL-D
Referencia: LB3870

Las autoclaves de laboratorio de mesa de Tuttnauer son autoclaves de carga frontal, diseñadas para aplicaciones de laboratorio utilizadas en institutos de investigación, en universidades, y en las industrias médica, farmacéutica, biotecnológica, química y de la alimentación.

VENTAJAS:

- Panel de control de microprocesador avanzado.
- Sistema de calentamiento rápido por incorporación de agua a la cámara.
- Programación de tiempo prolongado o programado de 1 a 99 min.
- Cumplen con las más estrictas directivas y normas internacionales.
- Para cumplimiento de GLP cuenta con:
 - Almacenamiento de los últimos 200 ciclos.
 - Gráficas de los datos del ciclo.



ESPECIFICACIONES:

- Aplicaciones:
 - Esterilización líquidos y preparados de agar-agar.
 - Esterilización de pipetas y material de vidrio.
 - Esterilización de instrumental, empaquetado o no empaquetado (Opcional).
 - Esterilización de residuos y desechos biológicos peligrosos.

- Conexiones:
 - Puerto USB.
 - RS232.
 - Ethernet.
 - Código de barras a través de USB (Opcional).
 - Con conexión a impresora.
 - Accesorios opcionales disponibles para esterilización de líquidos, sólidos, material poroso y desechos.
- Dimensiones:
 - Dimensiones de la cámara (Diámetro x Prof.): 380 x 690 (mm)
 - Dimensiones externas (W x D x H): 720 x 940 x 540(mm)
- Material:
 - Cámara interna y puerta de acero inoxidable (316L o 316 Ti), resistente a la corrosión con acabado electro-pulido.
 - Cámara interna de alta calidad y resistencia, fabricada en una sola pieza para evitar fugas.
- Modelo: L-DLINE
- Pantalla: Multicolor de fácil lectura y visualización gráfica de parámetros.
- Parámetros de esterilización: 105 a 137 °C
- Potencia: 4.5 Kw
- Rango de desinfección: 60 a 105 °C
- Voltaje (V): 208 - 230 V / 60 Hz
- Volumen de la cámara: 85 Litros

¡Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!