

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!

ATRIL PORTA SUEROS DE LUJO SIN RUEDAS

Marca: KRAMER
Ref: K-01A
Referencia: IMC012

Características:

- Base fundida
- Fabricado en tubo redondo cold-rolled.
- Varilla telescópica dimensiones aprox.: 1.20 mt a 2.10 mt.
- Acabados en cromo.

!Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!

