

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

**Agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!**



### **BASTÓN EN ALUMINIO**

Marca: ELCO SOLUTIONS  
Ref: KY9331I  
Referencia: IMC028

Uso: adecuado para pacientes adultos en proceso de rehabilitación de marcha.

Características:

- Fabricado en aluminio anodizado ligero
- Abrazadera ante-braquial de pvc color gris integrada a la empuñadura anatómica
- Cuenta con un sistema de ajuste de altura en la parte inferior mediante pines y tapón antideslizante.

Especificaciones técnicas:

- Material: aluminio

- Codera fija
- Codera y empuñadura: pvc
- Medida superior (codera puño): 24 cm
- Rango de altura (desde el puño al suelo): 72 a 95 cm.
- Peso máximo del usuario: 120 kg.

Unidad de venta: unidad

¡Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!