

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

**Agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!**



### **BIOMBO DE DOS CUERPOS SIN TELA**

Marca: KRAMER  
Ref: K-07  
Referencia: IMC029

Características:

- Dos bastidores en tubo redondo de 7/8 cold-rolled, con rodachines de 3/8.
- Dimensiones aprox.: 1.65 mt alto x 1.25 mt largo.
- Acabado general en pintura electrostática color almendra.

Unidad de venta: unidad

¡Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!