

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!



BRAZALETE REUSABLE FLEXIPOINT TAMAÑO ADULTO PEQUEÑO CON PUERTO DE CONEXIÓN DE DOS VÍAS, CONECTOR TIPO CIERRE

Marca: WelchAllyn
Ref: REUSE-10-2MQ
Referencia: IMC2-66

Unidad de Venta: Unidad

Uso recomendado: Para monitores de signos vitales propaq de WelchAllyn, spot lxi, ge marquette, datex, ohmeda requiere un conector adicional ref. 5082-172

Características:

- Unidad compacta de una sola pieza, fácil y rápido manejo de intercambio del puerto de conexión con una sola mano.
- Puerto de conexión rotatable de 360 grados.

-Su alta calidad en el material de velcro le permite maximizar el tiempo de vida útil del brazalete, sin costuras que puedan desgastarse y rasgarse, recubrimiento antimicrobiano que evita la proliferación de moho y bacterias.

Especificaciones técnicas:

- Rango de 20 a 26 cm.
- Longitud del tubo de conexión: 33 cm.

Accesorios :

- Conector tipo cierre (cant. 2) ref. 5082-182.
- Puerto de conexión de dos vías ref. PORT-2.
- Tubo de conexión (cant. 2) ref. 5082-189.

Garantía de tres (3) meses por defecto de fabricación.

!Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!