

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!



LLAVE DE TRES VÍAS CONNECTA PLUS

Marca: B.D.

Ref: 394910

Referencia: IMC220

Unidad de venta: unidad

Uso:

Indicada para los procedimientos endovenosos, en la administración de soluciones y/o medicamentos. Para conexiones a equipos endovenosos, tubos de extensión y catéteres.

Características :

- Connecta plus: llave de tres vías de acceso simultáneo, con diseño de una sola pieza que evita fugas y desconexiones accidentales, indicada para los procedimientos endovenosos, en la administración de soluciones y/o medicamentos.
- Estéril, plástica, desechable.

!Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!