

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!



CAMILLA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES

Marca: MB
Modelo: Standar
Ref: MB-17-1
Referencia: IMC3-06

Uso: transporte intrahospitalario.

Características :

- Tendido metalico enterizo de dos secciones.
- Ascenso-descenso espaldar mecánico (0 - 60 grados) a través de tope en varilla ubicado en la parte posterior del espaldar.
- Ruedas de 5 metálicas con freno individual libre de mantenimiento.

Accesorios:

- 1 atril portasuero
- Colchoneta de 6 cm grosor en espuma densidad 30 y forro en tela cuero sintético antifluidos.

Unidad de Venta: Unidad

!Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!