

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Te agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!

[Click aquí para ver el manual.](#)



MONITOR DE SIGNOS VITALES, NO INVASIVO SMARTSIGNS LITEPLUS

Marca: HUNTLEIGH
Ref: SL 600NS
Referencia: IMC552

Uso: utilizado para medir presión arterial no invasiva, saturación de oxígeno (spo2).

Características:

- Interfaz operativa fácil de usar.
- Pantalla grande de alta visibilidad codificada con colores.
- Múltiples grupos de pacientes: adulto-pediátrico y neonato.
- Operación con corriente y pilas.
- Función de memoria integrada: conserva hasta 200 mediciones.
- Alarmas de función completa
- Monitor de presión sanguínea (nibp) usa el método oscilométrico para determinar la presión sistólica y diastólica.

- Alarmas programables para la presión sanguínea sistólica y diastólica y el ritmo cardiaco.
- Niveles predeterminados de presión sanguínea, se puede elegir la presión de insuflación más apropiada para las mediciones individuales.

Especificaciones técnicas:

- Margen de frecuencia de pulso: adulto/pediatrico, de 40 lpm a 200 lpm. neonatal, de 40 a 240 lpm.
- Precisión de frec. de pulso: +/-2 lpm o +/- 2%, la mayor de ambas.
- Medida oscilométrica, modos de medida: auto, manual y stat.
- Modo auto: medidas nibrp automáticas a intervalos de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 y 240 minutos.
- Modo manual: medida única iniciada por conmutador de inicio / parada nibrp.
- Modo stat: series de medidas consecutivas durante cinco (5) minutos.
- Margen de presión sistólica:
 - Adulto: de 60 mmhg a 250 mmhg.
 - Pediátrico: de 60 mmhg a 250 mmhg.
 - Neonatal: de 40 mmhg a 120 mmhg.
- Margen de presión diastólica:
 - Adulto de 40 mmhg a 200 mmhg
 - Pediátrico: 40 mmhg a 200 mmhg.
 - Neonatal: de 20 mmhg a 90 mmhg.
- Margen de presión media:
 - Adulto: de 45 mmhg a 235 mmhg.
 - Pediátrico: de 45 mmhg a 235 mmhg.
 - Neonatal: de 30 mmhg a 100 mmhg.
- Margen de presión del brazalete: de 0 a 300 mmhg.
- Niveles predeterminados de presión: adulto 180, 200, 220, 240, 260 mmhg.
- Pediátrico 120 130, 140, 150, 160, 170 mmhg.
- Neonatal 100, 110, 120, 130, 140 mmhg.
- Saturación: de 1% a 100%.
- Baja perfusión: de 0.03% a 20%.
- Batería interna: ácido de plomo, autonomía de 6 horas. vida útil de 2 años. - Dimensiones: 130 x 180 x 284 (mm) - peso: 2.7 (kg).

Accesorios:

- Brazaletes adulto, adulto pequeño y pediátrico
- Manguera para presión no invasiva
- Cable de alimentación
- Sensor spo2
- Cable para oximetría de pulso nellcor
- Manual de usuario en cd.

Notas técnicas:

- Para corriente eléctrica de 110 - 120v ac 60 hz.
- Garantía: dos (2) años por defecto de fabricación

Unidad de venta: unidad

!Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!