

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Te agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!



MASCARA LARINGEA EN SILICONA

Marca: Kramer

Tamaño: No. 3 adulto-pequeño

Referencia: IMC7-04

Uso: dispositivo diseñado para el manejo de la vía aérea, el cual se inserta a ciegas, y se fija en tráquea inflando un anillo siliconado. Este se fija en el esófago y lo bloquea, permitiendo ventilar.

Características:

- Esterilizable.
- Componente laríngeo de silicona.
- Borde o anillo inflexible.
- Tubo estándar de 15 mm.
- Adaptador compatible a cualquier sistema de ventilación (bvm), o circuito.
- El tamaño se calcula de acuerdo a la edad o peso - registro.

Unidad de Venta: Unidad

!Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!