

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Te agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!



LAMPARA PARA CIRUGIA MENOR GS600 CON BASE MÓVIL

Marca: WelchAllyn
Ref: 44600
Referencia: IMC861

Uso: utilizado para centros de atención primaria, hospitales (urgencias), obstetricia y ginecología, dermatología.

Características:

Tecnología led, cabeza más amplia, diseñada para condiciones de visualización exigentes, menor consumo de energía, punto de luz uniforme, mayor luminosidad, no requiere sustituir la bombilla.

Especificaciones técnicas:

- 3 led, cuello ganso.
- Temperatura del color 5.500k
- Intensidad de luz a distancia de trabajo: 50.000 lux a 30 cm., 45.000 lux a 50 cm.
- Tamaño del punto de luz a distancia de trabajo: 18 cm. a 30 cm., 15 cms. a 50 cms.
- Alcance de base móvil: 79 cm.
- Artefacto de luz (alto/ancho/profundidad) 34.5/19.2/8.6 cm.
- Cuadro de control(alto/ancho/largo) 27.5/10.0/8 cm.
- Base movil(alto/diámetro) 61/53 cm.
- Peso total base móvil: 7,87 kg.
- 50.000 horas de vida útil continuas.

Accesorios:

- Cable de conexión
- Montaje base móvil

Accesorios opcionales:

- Montaje mesa/pared ref. 48955
- Funda desechable gs 600 ref. 52630.

Notas técnicas:

- Suministro eléctrico: entrada 100-240 voltios, 50 hz - 60 hz. o 65 amp max.
- Cable de conexión a tierra de 3 hilos y 2.5 mts de longitud.
- Encendido/apagado por sensor de proximidad, con control de intensidad.
- Garantía de dos (2) años por defectos de fabricación.

Unidad de Venta: Unidad

!Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!