

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Te agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!



LAMPARA PARA CIRUGIA MENOR GS 600 CON MONTAJE DE MESA/PARED.

Marca: WelchAllyn
Ref: 44610
Referencia: IMC862

Uso: utilizado para centros de atención primaria, hospitales (urgencias), obstetricia y ginecologia, dermatologia.

Características:

Tecnología led, cabeza más amplia, diseñada para condiciones de visualización exigentes, menor consumo de energía, punto de luz uniforme, mayor luminosidad, no requiere sustituir la bombilla.

Especificaciones técnicas:

-3 led, cuello ganso

- Temperatura del color 5.500k
- Intensidad de luz a distancia de trabajo: 50.000 lux a 30 cm., 45.000 lux a 50 cm.
- Tamaño del punto de luz a distancia de trabajo: 18 cm a 30 cm., 15 cm a 50 cm.
- Alcance de base móvil: 79 cms.
- Artefacto de luz(alto/ancho/profundidad) 34.5/19.2/8.6 cms.
- Cuadro de control (alto/ancho/largo) 27.5/10.0/8 cms.
- Peso total del soporte de mesa/pared: 2.93 kg.
- 50.000 horas de vida útil continuas.

Accesorios:

- Cable de conexión
- Montaje de mesa/pared.

Accesorios opcionales:

- Montaje base móvil ref. 44960
- Funda desechable gs 600 ref. 52630.

Notas técnicas :

- Suministro eléctrico: entrada 100-240 voltios, 50 hz - 60 hz. o.65 amp max.
- Cable de conexión a tierra de 3 hilos y 2.5 mts de longitud.
- Encendido/apagado por sensor de proximidad, con control de intensidad.
- Garantía de (2) dos años por defecto de fabricación.

Unidad de venta: Unidad

!Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!