

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Te agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!

BAÑO TERMOSTATADO A6 VOLUMEN 5,5L

Marca: LAUDA
Referencia LB0631

Baño termostático con la operación más simple, Pantalla LED de 1 línea para mostrar la temperatura real o establecida, guía de menú fácil de usar con la operación más simple de 3 teclas, controlador continuo completamente electrónico, protección de bajo nivel y sobre temperatura para usar con líquidos no inflamables.



ESPECIFICACIONES:

- Control de temperatura: ± 0.05 ° C
- Dimensiones (D x W x H): 145 x 161 x 150 mm
- Potencia calentamiento (W): 1.5 kW
- Presión máx. bomba (bar): 0.2 bar
- Rango de Temperatura de Trabajo (°C): 25 ° C ... 100 ° C
- Volumen del baño (L): 5.5 L

¡Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!