

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Te agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!

[Click para ver manual del usuario](#)



BOMBA DE VACIO 133 MBAR, 22L/MIN WOB-L 2522

Marca: Welch
Ref: 2522B-01
Referencia: LB-01

Las bombas de pistón confiables de WOB-L son perfectas para muchos usos comunes del vacío del laboratorio.

CARACTERÍSTICAS:

- Vacío y presión-a 100 Torr (26 "hectogramo).
- Incluye reguladores y manómetros de vacío y presión-simple para ajustar y monitorear el nivel de vacío y la presión de suministro.
- Colector de agua de entrada-Float Ball se levanta para sellar la bomba de la ingestión accidental de agua.
- Silenciador silencioso bomba y filtro aire de descarga.
- Para uso con aplicaciones de vapor seco o acuoso solamente.

ESPECIFICACIONES:

- Alto (mm): 25.4cm
- Ancho (mm): 22.4
- Longitud (mm): 20.6
- Máximo vacío (in. Hg): 26
- Potencia del motor (W): 1/8 (93)
- Presión máx. bomba (bar): 100 (133)

¡Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!