

Grupo Milligram te saluda. Somos una Empresa Legal que comercializa diferentes Equipos de Laboratorio, Industria e Investigación desde el año 2015, te brindamos productos de excelente calidad y estamos a tu disposición.

Te agradecemos corroborar las especificaciones antes de tu compra, resuelve tus dudas ¡con gusto responderemos!

BAÑO TERMOSTATADO DE ENFRIAMIENTO RA8 VOLUMEN 7,5L

Marca: LAUDA

Referencia: LB0650

Baño termostático con la operación más simple, Pantalla LED de 1 línea para mostrar la temperatura real o establecida, guía de menú fácil de usar con la operación más simple de 3 teclas, controlador continuo completamente electrónico, protección de bajo nivel y sobre temperatura para usar con líquidos no inflamables.



ESPECIFICACIONES:

- Apertura de baño (W x D): 165 x 190 x 160 mm
- Control de temperatura: ± 0.05 ° C
- Potencia calentamiento (W): 1.5 kW
- Presión máx. bomba (bar): 0.2 bar
- Rango de Temperatura de Trabajo (°C): -25 ° C ... 100 ° C
- Volumen del baño (L): 7.5 L

¡Ten en cuenta! Entregamos Factura Legal.

Para mayor información comunícate con nosotros ¡con gusto responderemos!